



Erfüllt die vielseitigen und anspruchsvollen Paraffinbedürfnisse des heutigen Labors

Strenge Qualitätskontrolle und Konsistenz bieten dem Labor Sicherheit für alle Ihre Einbettungs- und Infiltrieranforderungen.

- **Verbesserte Herstellungsqualität:** 3-stufige Qualitätsprüfung und dreifache Filterung auf 0,25 µm, um Verunreinigungen zu entfernen.
- **Eine niedrigere Schmelztemperatur** schützt das Gewebe bei der Einbettung und gewährleistet, dass das Paraffin bei einer Entparaffinierung für nachgelagerte erweiterte Tests effizient entfernt werden kann.
- Das gesamte Paraffin von Epredia wird in **leicht schmelzenden Pellets** geliefert.



Die einfach zu verwendenden, wiederverschließbaren Beutel von Epredia machen die Handhabung von Paraffin einfach, sauber und schnell.

Die Beutel sind so konzipiert, dass sie stehend gelagert werden können, wodurch ein Verschütten von Paraffin auf der Arbeitsfläche reduziert wird.



Name	Artikel Nr.	Menge	Beschreibung	Schmelzpunkt	Infiltrieren	Einbettung
Histoplast	6774006	1 x 2,5 kg	Nichtpolymeres Paraffin zur Verwendung für Infiltrieren und Einbettung	54-58 °C	x	x
Histoplast	6774060	1 x 10 kg	Nichtpolymeres Paraffin zur Verwendung für Infiltrieren und Einbettung	54-58 °C	x	x
Histoplast PE	8330	8 x 1 kg	Kann sowohl bei Infiltrier- als auch bei Einbettungsverfahren verwendet werden	56-57 °C	x	x
Histoplast PE Kit	8330K	5 x 1 kg & Wachsabfallbehälter	Für Excelsior und Revos Gewebeentwässerungsautomaten	56-57 °C	x	x
Histoplast IM	8331	8 x 1 kg	Verwendet DMSO für schnelles Eindringen in Gewebe, sehr gut geeignet für dichte und faserige Proben	56-57 °C	x	
Histoplast LP	8332	8 x 1 kg	Niedrigerer Schmelzpunkt, um die Gefahr der Verwundung von kleinen, hitzeempfindlichen und brüchigen Geweben zu verringern	50-54 °C	x	x
Paraffin Typ 1	8334	10 x 0,9 kg	Enthält kein Polymer und bietet schnelles Infiltrieren	55-57 °C	x	
Paraffin Typ 3	8335	10 x 0,9 kg	Paraffin mit niedrigem Polymergehalt konzipiert für Infiltrieren und Einbettung	55 - 57 °C	x	x
Paraffin Typ 6	8336	10 x 0,9 kg	Speziell formuliertes Paraffin ohne Polymer zur Verwendung für Infiltrieren und Einbettung	55-57 °C	x	x
Paraffin Typ 9	8337	10 x 0,9 kg	Paraffin mit hohem Polymeranteil, entwickelt für die Schnitte extrem dünner Proben	55-57 °C	x	x
Paraffin Typ H	8338	10 x 0,9 kg	Hoher Polymergehalt für härtere Proben und minimale Kompression	55-57 °C	x	x
Paraffin Typ L	8339	10 x 0,9 kg	Niedrigpolymeres Paraffin für verbessertes Infiltrieren	55-57 °C	x	x
Precision Cut	B1002490	10 x 0,9 kg	Gut für Infiltrieren und Einbettung	56-58 °C	x	x
Wachsabfallbehälter	8300	5 / Packung	Für Excelsior und Revos Gewebeentwässerungsautomaten			

Hinweise: einige Produkte sind nicht in allen Regionen erhältlich

Wenden Sie sich **für einen Paraffinvergleich** an ihren **Epredia-Vertriebsmitarbeiter vor Ort.**

Unsere Vielseitigkeit macht uns einzigartig



Epredia Paraffin-Kit mit Wachsabfallbehälter

wurden entworfen für einfache und sichere Entsorgung - kein Verschütten von heißem Wachs, keine Verbrennungen, einfach den vollen Einweg-Wachsabfallbehälter herausnehmen und den gesamten Behälter entsorgen.

Weitere Informationen finden Sie unter **epredia.com**

4481 Campus Drive | Kalamazoo, MI 49008 | United States | +1 (800) 522-7270

© 2023 Epredia Group. Alle Rechte vorbehalten. Alle Marken sind, sofern nicht anders angegeben, Eigentum der Epredia Group und ihrer Tochtergesellschaften. **M2500072_DE_R082025**

epredia
A Member of PHC Group