



Revolutionäre Gewebeverarbeitung

Epredia Revos Gewebeentwässerungsautomat

Epredia Syntri Safeguard Verbrauchsmaterialien



Revos Gewebe- entwässerer

Engpässe in den Arbeitsabläufen eines Labors senken den Durchsatz, verlängern die Zeit von der Gewebeentnahme bis zur Diagnose und erhöhen die Kosten.

Der EpreDia RevosTM Gewebeentwässerer rationalisiert in Verbindung mit Syntri SafeguardTM Verbrauchsmaterialien die Arbeitsprozesse durch Reduzierung der Aufarbeitungsdauer. Zudem wird das Risiko von Gewebeschäden bei hoher Aufarbeitungsqualität gesenkt ohne Abstriche bei der Verarbeitungsqualität zu machen.



Schnelle Verarbeitung

Unsere einzigartige geneigte Kammer verbessert die Verteilung der Reagenzien, reduziert die Dauer der Gewebeverarbeitung und ermöglicht so hochwertige Verarbeitungsergebnisse.



Intelligente Überwachung



Das intelligente Reagenzien-Managementsystem des Revos verfolgt und protokolliert die Reagenziennutzung. Es speichert alle geladenen Flaschen, ausgeführten Protokolle und durchgeführten Leistungen, um Ihrem Labor die vollumfängliche Nutzung der Reagenzien zu ermöglichen.

Sichereres Arbeitsumfeld

Das Doppelfiltersystem und die Luftabsaugung des Revos schützen die Labormitarbeiter durch den kontrollierten Abzug von Lösungsmittel- und Formalindämpfen.

Schutz des Gewebes

Seien Sie auf unerwartete Stromausfälle bestens vorbereitet: Die integrierte Notfall-Batterie schützt bis zu drei Stunden lang Ihre Proben und führt Ihre Protokolle weiter.

Syntri Safeguard Technologie

Anhand der Syntri Safeguard Technologie kann der Revos-Prozessor erkennen, wo im System der 100% Ethanol geladen ist, und verhindert so inkorrektes Auffüllen.

VNC Remote

Mit dem Revos Gewebeentwässerer kann das Bedienfeld über eine virtuelle Verbindung auch extern angezeigt und bedient werden. Dieser Fernzugriff auf das Gerät ermöglicht es unseren zertifizierten, geschulten Außendiensttechnikern, ein Problem schnell zu identifizieren und das Gerät mittels VNC (Virtual Network Computing) Remote umgehend wieder betriebsbereit zu machen.

Labore stehen zunehmend unter Druck, Arbeitsabläufe zu beschleunigen, Kosten zu senken und Fehler auszumerzen. Der Revos Gewebeentwässerer und die Syntri Safeguard Verbrauchsmaterialien wurden speziell entwickelt, um die Bewältigung dieser Aufgaben zu unterstützen.





- 1 Farbiger Touchscreen
- 2 Kammer für maximal 300 Kassetten
- 3 Lagerbereich für Reagenzien
- 4 Luftabsaugung
- 5 Kohlenstoff- und Kaliumpermanganatfilterung
- 6 USB-Port für das einfache Herunterladen von Daten

Epredia Revos Gewebe- entwässerungsautomat für optimierte Arbeitsabläufe

Technische Daten

Abmessungen (T x B x H)	580 mm x 850 mm x 1370 mm
Gewicht:	• Gerät = 165 kg • Gerät + übliche Reagenzien = 240 kg
Anforderungen an die Stromversorgung	• 100–240 V • 1300 W / 110 V = 11,8 A; • 1300 W / 230 V = 5,6
Notstromversorgung	Bis zu 3 Stunden
Zertifizierungen	• IEC61010 3. Ausg. • UL • CE
Anzahl der Retorten	1
Kapazität für Kassetten	• Standard 300 • Mega 42
Alkoholkonfiguration	6 Flaschen
Konfiguration des Xylols/ Xylolersatzes	3 Flaschen
Fixierungskonfiguration	2 Flaschen
Anzahl der Protokolle	10
Datenverbindung	LIMS-Konnektivität über RS232-Port

Bestellinformationen

Bestellnummer

Gerät

Epredia Revos Gewebeentwässerungsautomat	A84100001
--	-----------

Filter

Formaldehyd-Filter (Kaliumpermanganat-Filter); 6er-Packung	B9990612CS
Kohlefilter; 6er-Packung	7411258

Andere Zubehörteile

Adapterset für Luftabsaugkanal	A84110045
Adapterset für Hauptbelüftungssystemkanal	A78410024
Aufbewahrungsflaschen (5 l); 6er-Packung	A78410026
Wachsabfallschalen; 5er-Packung	8300

Mit dem Revos Rotations- gewebeentwässerer

können Sie Ihren Arbeitsablauf in
mehrfacher Hinsicht verbessern und
Ihrem Labor hochwertige Gewebeproben
zur Verfügung stellen.





Eine intelligentere Lösung

Die Genauigkeit von Testungen hängt häufig von der richtigen Vorbereitung und der Vereinheitlichung von Arbeitsabläufen im Labor ab.

Der Revos Gewebeentwässerer verfolgt und protokolliert in Verbindung mit Syntri Safeguard RFID Technologie, die Nutzung von Reagenzien. Er speichert alle geladenen Flaschen, ausgeführten Protokolle und durchgeführten Leistungen, um Ausfallzeiten zu reduzieren und Ihrem Labor die vollumfängliche Nutzung der Reagenzien zu ermöglichen.

Epredia Syntri Safeguard Verbrauchsmaterialien

Beschreibung	Bestellnummer
Syntri Safeguard 10 % neutralgepuffertes Formalin, 4 x 5 l	5735SS
Syntri Safeguard™ Pen-Fix™, 4 x 5 l	6115SS
Syntri Safeguard Dehydrierreagenz 100 %, 4 x 5 l	6215SS-LP
Syntri Safeguard Xylol, 4 x 5 l	6615SS-LP
Syntri Safeguard™ Clear-Rite™ 3, 4 x 5 l	6915SS
Syntri Safeguard™ Flex™ 100, 4 x 5 l	8115SS
Syntri Safeguard Isopropylalkohol, 4 x 5 l	9517SS-LP
Syntri Safeguard™ Formal-Fixx™, 4 x 5 l	6764215SS
Syntri Safeguard™ Xylolersatz, 4 x 5 l	6764515SS

4481 Campus Drive
Kalamazoo, MI 49008
USA
+1 (800) 522-7270

 Tudor Road, Manor Park
Runcorn, WA7 1TA
GROSSBRITANNIEN
+44 (0) 800 018 9396
+44 (0) 1928 534 000

Erfahren Sie mehr unter **epredia.com**